

earClin®

SPRAY DO HIGIENY USZU

1. DLACZEGO NALEŻY CZYŚCIĆ USZY?
2. CZY ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN?
3. JAK UŻYWAĆ SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN?
4. CZY SPRAY DO HIGIENY USZU EARCLIN MOŻE BYĆ UŻYTY PRZEZ OSOBY NOSZĄCE APARATY SŁUCHOWE?
5. CZY ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN?
6. DLACZEGO STOSOWANIE SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN JEST BEZPIECZNE?
7. ZAWARTOŚĆ
8. DANE KONTAKTOWE

1. DLACZEGO NALEŻY CZYŚCIĆ USZY?

Woskowina uszna, zwana również woskiem usznym, to środek samoczyszczący wytwarzany przez organizm. Zbiera on brud, bakterie i inne zanieczyszczenia. Zazwyczaj woskowina występuje się z uszu w sposób naturalny podczas przeżuwania i innych ruchów żuchwy. Woskowina uszna może się gromadzić i wpływać na słuch. Kiedy osiągnie wysoki stopień nagromadzenia, dochodzi do zatkania ucha. W przypadku zatkania mogą wystąpić takie objawy jak:

- Ból w uchu
- Uczucie pełności lub dzwonienie w uchu
- Upośledzenie słuchu
- Nieprzyjemny zapach z ucha
- Zawroty głowy
- Kaszel

Prawdopodobieństwo wystąpienia nadmiernego nagromadzenia się woskowiny może być większe przy używaniu aparatów słuchowych, dotycząc do uszu lub słuchawek dosłuchnych. Osoby w podeszłym wieku mają większą skłonność do gromadzenia nadmiaru woskowiny. Kształt przewodów słuchowych może utrudniać naturalne usuwanie woskowiny.

2. CO TO JEST SPRAY DO HIGIENY USZU EARCLIN?

Spray do higieny uszu EarClin został opracowany na podstawie tej samej techniki, którą stosują specjaliści laryngologów. Spray do higieny uszu EarClin zawiera unikalny środek myjący, który skutecznie wypłukuje nadmiar woskowiny. Przepłukuje on delikatnie kanał słuchowy wodą wzbogaconą o unikalny roztwór myjący earClin. Prosta metoda czyszczenia uszu za pomocą sprayu do higieny uszu EarClin, to skuteczne rozwiązanie do regularnego czyszczenia przewodów słuchowych w zaciszu własnego domu. Roztwór myjący w sprayu do higieny uszu EarClin, służy do prostego wypłukania nadmiaru woskowiny usznej.

Spray do higieny uszu EarClin jest szczególnie pomocny dla:

- Sportowców regularnie narażonych na kontakt z wodą
- Osób z intensywną produkcją wosku usznego/woskowiny usznej
- Osób noszących aparaty słuchowe, ochraniacze uszu lub słuchawki douszne
- Osób regularnie narażonych na kurz lub brud

3. JAK UŻYWAĆ SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN?

Spray do higieny uszu EarClin należy stosować regularnie (2-3 razy w tygodniu), aby utrzymać zewnętrzny przewód słuchowy w czystości. W przypadku nadmiaru woskowiny należy stosować spray do higieny uszu EarClin codziennie przez okres 2 kolejnych tygodni. Spray do higieny uszu EarClin należy stosować maksymalnie przez 30 dni od pierwszego użycia.

Spray do higieny uszu EarClin jest przeznaczony dla:

- Dorosłych do samodzielnego stosowania
 - Osób noszących aparaty słuchowe
 - Osób, które chcą utrzymać zewnętrzny przewód słuchowy w czystości
 - Dzieci (powyżej 3. roku życia), po aplikacji przez osobę dorosłą
- Najlepszym momentem na użycie sprayu do higieny uszu EarClin jest codzienny prysznic lub kąpiel. Pierwsze użycie: spray do higieny uszu EarClin należy 2 razy przepłukać czystą wodą, a następnie zassać letnią wodę (maks. 40°C) do urządzenia, przepłukać ucho, a następnie wysuszyć. Podobnie jak profesjonalna metoda czyszczenia stosowana przez specjalistów, spray do higieny uszu EarClin czyści uszy naturalnie, letnią wodą. Mydło w sztyfcie (mydło medyczne) wewnątrz tuby, nie tylko ułatwia proces czyszczenia, ale także wskazuje, jak długo można używać produktu do higieny uszu EarClin.

Jak używać sprayu do higieny uszu earClin?

Końcówka ssąca: Należy użyć końcówki ssącej, do napełnienia letnią wodą (maks. 40°C) sprayu do higieny uszu EarClin i delikatnie wprowadzić ją do kanału słuchowego. Następnie należy użyć opróżnionej końcówki sprayu do higieny uszu EarClin, aby wdmuchnąć powietrze do kanału słuchowego, usuwając pozostałą wilgoć.

Ścisnąć raz, aby napełnić spray do higieny uszu EarClin letnią wodą. Przepłukać ucho 3 razy przy każdym użyciu. W międzyczasie nie trzeba ponownie napełniać końcówki ssącej.

Dysza rozpylająca: Umieścić dyszę rozpylającą przy wejściu do przewodu słuchowego. Ujeść kształt i rozmiar zapobiegają przypadkowemu przedostaniu sprayu do higieny uszu EarClin za głęboko do ucha.

Delikatny i skuteczny roztwór myjący: Po zmieszaniu z letnią wodą, składniki zawarte w sprayu do higieny uszu EarClin tworzą unikalny roztwór myjący.

4. CZY SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN MOŻE BYĆ UŻYTY PRZEZ OSOBY NOSZĄCE APARATY SŁUCHOWE?

Spray do higieny uszu EarClin jest dedykowany w szczególności osobom noszącym aparaty słuchowe, ponieważ jego regularne stosowanie (używanie codziennie przed pójściem spać) pozwala zachować idealną higienę przewodu słuchowego, której utrzymanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

5. CZY ISTNIEJE RYZYKO ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN?

Spray do higieny uszu EarClin jest dobrze tolerowany i przeznaczony dla wszystkich osób w wieku powyżej 3. roku życia. Należy przechowywać go z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe części stwarzają ryzyko zadławienia - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie sprayu do higieny uszu EarClin. Nie stosować w przypadku uczulenia na jeden ze składników.

⚠ Nie stosować bez konsultacji lekarskiej w przypadku zapalenia ucha, bólu ucha, perforacji błony bębenkowej oraz zasinaczno przy osoby narażone na zawroty głowy lub z historią medyczną dotyczącą dolegliwości związanych z uchem lub błoną bębenkową. Może się zdarzyć, że użytkownik nie wie o występującym czopie woskowinowym, który pod wpływem działania sprayu do higieny uszu EarClin może spuchnąć, powodując dyskomfort. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Spray do higieny uszu EarClin nie należy stosować:

- U osób z istniejącymi uszkodzeniami (np. perforacją) lub deformacjami błony bębenkowej
- U osób z uszkodzonym przewodem słuchowym
- U dzieci poniżej 3. roku życia

⚠ Jeśli przewody słuchowe są zablokowane, zalecamy wizytę u specjalisty laryngologa. Po profesjonalnym oczyszczeniu uszu przez specjalistę rekomendujemy regularne płukanie ich za pomocą sprayu do higieny uszu EarClin, aby zapobiec dalszemu gromadzeniu się woskowiny.

6. DLACZEGO STOSOWANIE SPRAYU DO HIGIENY USZU EARCLIN JEST BEZPIECZNE?

Spray do higieny uszu EarClin dokładnie wypłukuje woskowinę bez potrzeby mechanicznej interwencji. Zaokrąglony kształt końcówki sprawia, że jest ona przyjemna w kontakcie z uchem użytkownika. Wymiary uniemożliwiają zbyt głębokie wprowadzenie do przewodu słuchowego, co praktycznie eliminuje ryzyko urazów, zwłaszcza błony bębenkowej. Jednocześnie końcówka działa jako dysza rozpylająca. Jej opatentowany design zapewnia optymalne rozprzodzenie płynu płuczącego wewnątrz przewodu słuchowego. Końcówka w kształcie olwki posiada mechanizm chroniący przed nadmiernym naciskiem. Spray do higieny uszu EarClin należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu podczas kąpieli lub prysznica.

7. ZAWARTOŚĆ

- 1 spray do higieny uszu EarClin • Instrukcja użytkownika

SKŁADNIKI: SODIUM TALLOWATE, GLYCERIN, AQUA (WODA), SORBITOL, SUCROSE, PEG-4001, TETRASODIUM.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

Znaki ostrzegawcze i symbole na opakowaniu oraz w instrukcji użytkownika są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z tego produktu oraz ochrony użytkowników i innych przed urazami. Wyjaśnienie symboli znajduje się w tabeli poniżej:

Symbol	Wyjaśnienie	Symbol	Wyjaśnienie
	Symbol producenta		Symbol wskazujący niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Symbol wskazujący na konieczność zapoznania się z instrukcją użytkownika		Nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 lat i młodszych
	Symbol wskazujący na konieczność zachowania ostrożności podczas obsługi urządzenia		Przechowywać poza zasięgiem dzieci
	Data produkcji		Symbol kodu partii
	Oznacza wyrób medyczny, który należy chronić przed wilgocią.		Symbol wskazujący, że produkt jest wyrobem medycznym

Wszelkie poważne incydenty związane z tym produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik przebywa.

8. DANE KONTAKTOWE

Dystrybutor
Perfarma Sp. z o.o.
Królowej Marysieńki 13
02-954 Warszawa
Polska

Manufacturer
TheOTClub
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Holandia
www.theotclub.com

